



CLÍNICAS DRA. YASMIN
MEDICINA ESTÉTICA

Tratamiento laser Q-Switch neodimio YAG

- Producto utilizado: láser Q-switch neodimio YaG y carbón activo.
- Forma de aplicación: Aplicación cutánea
- Facultativo médico responsable: Dra. Yasmin Al Adib Mendiari/Dra. Ana Vicario/Dra. Aida Toledo

Indicaciones médicas después del tratamiento:

- Precaución con el sol siempre y más estricto en los 3 días post tratamiento. Usar filtro solar 50+ y reponer cada 2 horas si continuamos con exposición solar.
- Suspender cosmética habitual durante el post tratamiento, usar crema recuperadora a demanda.
- Las pigmentaciones estarán más oscuras en un primer momento, se puede observar ligera costra superficial que posteriormente curará y se desprenderá
- Es normal presentar rojez y leve inflamación primeras 24-48h.

Tu cosmética al mejor precio.

Visita y compra las mejores cremas en:

<https://clinicayasmin.com/categoria-producto/club-yasmin/>

Sígueme para aprender todo sobre la medicina estética



YouTube

YASMIN AL ADIB



@dryasminadib

Gracias por confiar en mí

Dra. Yasmin Al Adib Mendiari